

Telio®

Ett välplanerat provisorium ger lyckat slutresultat



ivoclar
vivadent®


Telio CS

Ett välplanerat provisorium ger lyckat slutresultat



Temporära restaurationer spelar en avgörande roll i behandlingsplaneringen. De ger en god uppfattning av det slutgiltiga resultatet. Funktionella och estetiska egenskaper bestäms i detta steg, men kan fortfarande regleras vid ett senare tillfälle. Här har du nyckeln till lyckade permanenta restaurationer.

Telio är ett komplett system som innehåller produkter för alla faser från kort- till långtidstemporära material. Sammansättning och färger är kompatibla med varandra.



Telio CS Link



Telio CS C&B



Telio CS Inlay & Telio CS Onlay

Telio CS Desensitizer



Desensibiliseringsvätska som reducerar och förebygger hypersensitivitet i dentinet och postoperativ känslighet.

Fördelar

- Förseglar exponerad eller preparerad dentinyta för att sänka känsligheten i dentinet
- Ingen ljushårdning behövs
- Enkel hantering - gnuggas in i dentinet under 10 sek.

Egenskaper

- Desinficerande egenskaper gör att kaviteten/preparationen även rengörs
- Finns i flaska à 5 g och Soft Touch Singeldos 50x0,1 g

Telio CS C&B



Självhärdande temporärt kron- och bromaterial för framställning av temporära restaurationer direkt i tandläkarstolen. Det ersätter Systemp.C&B.

Fördelar

- Bekvämt med automix - ingen blandning för hand
- Skonsam mot pulpan tack vare låg temperaturhöjning under härdning
- Lätt att putsa till en fin yta

Egenskaper

- Eugenolfritt
- 5 färger - A1, A2, A3, A3,5 och Bleach BL 3
- Materialet kan vara i munnen upp till 8-12 veckor
- Låg krympning och lågt vattenupptag
- Hög frakturresistens

Telio CS Link



Högestetiskt eugenolfritt temporärt kompositcement för cementering av temporära ersättningar. Det ersätter Systemp.Link.

Fördelar

- Bekvämt med automix - ingen blandning för hand
- Säker dosering
- Balanserad tryckhållfasthet och ShoreD-hårdhet - ger optimal retention

Egenskaper

- Självhärdande och ljushärdande
- 2 färger - gul (A3) och transparent
- Cementet kan vara i munnen upp till 6 veckor

Telio CS Inlay & Telio CS Onlay



Ljushärdande singelkomponentmaterial för temporära restaurationer av Klass I och II kaviteter - där man inte behöver något extra temporärt cement.

Telio CS Inlay och Telio CS Onlay är förbättrade efterföljare till Systemp Inlay/Onlay och Fermit/Fermit-N. Produkterna kan även användas som basningsmaterial för prefabricerade polykarbonatkronor eller för att försegla implantatskruvgenomgångar.

Fördelar:

- Lätt och snabb applicering
- Enkelt att avlägsna i ett stycke
- Innehåller fluor (1 500 ppm) vilket reducerar risk för karies

Egenskaper:

- Ger bakterietäta färgstabila temporära restaurationer med reducerad odörbildning
- Finns i spruta (2,5 g) eller cavifil (0,25 g)
- Två färger: Universal och Transparent

Telio CAD



Telio CAD är block i akrylatpolymer för CAD/CAM framställning av temporära kronor och broar.

Telio CAD erbjuder effektiva temporära restaurationer som är utvecklade för medellångt bruk (max 12 månader). Restaurationen kan enkelt poleras och med hjälp av infärgnings- och skiktningmaterial kan ett högestetiskt resultat skapas.

DIN ÅTERFÖRSÄLJARE



Tel: 08 506 505 05



Tel: 0171 230 00



PLANDENT
FORSSBERGS DENTAL
DENTAL-IT
MEMBERS OF PLANDENT DIVISION

Tel : 08 676 54 10

www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent AB

Dalvägen 14 | 169 56 Solna | tel 08-514 93 930 | fax 08-514 93 940 | info@ivoclarvivadent.se

ivoclar
vivadent
passion vision innovation